

Hörapparater

Allt-i-örat-apparater

Bakom-örat-apparater

Kroppsburna hörapparater

Taktila hörapparater

**Hörapparater med inopererad elektrod -
cochlea implantat (CI)**

Benförankrad hörapparat

Tinnitusmaskerare

21 45 Hörapparater

21 45 03 Allt-i-örat-apparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen är sammanbyggd med själva hörapparaten. Allt sitter i öronmusslan och/eller i hörselgången.

21 45 06 Bakom-örat-apparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen är skild från hörapparaten genom en slang. Hörapparaten sitter bakom örat.

21 45 12 Kroppsburna hörapparater

Definition: Hörapparat där öroninsatsen och hörapparaten förbinds genom en sladd. Hörapparaten sitter någonstans på kroppen i en ficka eller i en speciell påse. Hörtelefonen är fäst vid öroninsatsen.

21 45 15 Taktila hörapparater

Definition: Hörapparat oftast kroppsburen där ljudsignalen överföres taktilt till utskottet bakom örat. Hörtelefonen sitter på en bygel.

Förskrivare av alla hörapparater: Audionom

Målgrupp: Personer med lätt, måttlig och grav hörselnedsättning i behov av förstärkning.

Anmärkning: Särskilda gränsvärden tillämpas för att erhålla hörapparat. Val av hörapparat görs av audionom i samråd med brukaren. Hörapparatbatterier delas ut kostnadsfritt till barn och ungdom t.o.m gymnasieskolan.

21 45 18

Hörapparater med inopererad elektrod - cochlea implantat (CI)

- Definition:** Implantat i innerörat ansluts till talprocessor - kroppsburen eller bakom-örat - för behandling av ljudsignal.
- Förskrivare:** Audiolog i samråd med CI-team
- Målgrupp:** Vid dövhet eller grav hörselskada av sådan grad att hörapparat ej längre fungerar.
- Anmärkning:** Mycket noggrann utredning före operation och inkoppling är nödvändig. CI kräver dessutom postoperativ hörselrehabilitering och eventuell talpedagogisk träning.
-

21 45 90

Benförankrad hörapparat

- Definition:** Hörapparat som via inopererad titanskruv i benet bakom örat leder in ljudet till innerörat.
- Förskrivare:** Öronläkare i samråd med audionom.
- Målgrupp:** Ordineras till personer med ledningshinder eller hörselskada av kombinerad typ, där konventionell hörapparat eller hörapparat med benledningstelefon ej kan användas.
-

Tinnitusmaskerare

- Definition:** Bakom-örat-hörapparat-liknande brusgenerator, som används för att maskera tinnitusljud alternativt habituera patienten till sin tinnitus.
- Förskrivare:** Audionom
- Målgrupp:** Personer med svår tinnitus.
- Anmärkning:** Tinnitusmaskerare används vid rehabilitering enligt TRT - Tinnitus Retraining Therapy.