

## Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin Februari 2024

### Klinisk Kemi – Karlskrona/Karlshamn

#### Justerat referensintervall för Laktatdehydrogenas (LD) i plasma.

Fr.o.m. 2024-03-05 justeras referensintervallet för Laktatdehydrogenas (LD) i plasma. Justeringen genomförs för att anpassa referensintervallet till nuvarande provmaterial.

#### Nytt referensintervall för LD i plasma

18 – 69 år	2,0 – 3,8 $\mu$ kat/L
> 70 år	2,1 – 4,8 $\mu$ kat/L

#### Vid frågor v.g. kontakta:

**Malena Cianchetta-Sívori, Medicinskt ansvarig överläkare**

Tel. 0455 – 73 45 97

[malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se](mailto:malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se)

Från LABORATORIEMEDICIN i  
Region Blekinge  
KARLSHAMN / KARLSKRONA

## Påminnelse gällande prover för flödescytometrisk analys

Mottagningstid för prover för flödescytometrisk analys är följande

Måndag – Torsdag 07.30 – 16.00

Fredag (eller dag före helgdag) 07.30 – 11.00

Följande tider gäller p.g.a. att analysen är tidskrävande samt att provmaterialets hållbarhet är kort. Vid frågor eller vid akuta prover, v.g. kontakta laboratoriet.

### Vid frågor v.g. kontakta:

**Malena Cianchetta-Sívori, Medicinskt ansvarig överläkare**

Tel. 0455 – 73 45 97

[malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se](mailto:malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se)

**Lollo Persson, Specialist-Biomedicinsk Analytiker**

Tel. 0455 – 73 45 62

[lollo.persson@regionblekinge.se](mailto:lollo.persson@regionblekinge.se)

## Förtydligande gällande provmängd för allergianalyser

Vid provtagning gällande beställning av S-Allergenspecifikt IgE och Phadiatop/Allergenmixar krävs minst följande volym av serum för att kunna utföra samtliga beställda analyser.

- Allergenspecifikt IgE - Minst 120 µl serum vid beställning av ett allergen, därefter 50 µl serum/allergen.  
Vid analys av jordnöt och hasselnöt behövs ytterligare 150 µl.
- Phadiatop/Allergenmixar - Minst 150 µL serum för analys av mix. Vid positiv Phadiatop/allergenmix analyseras alla ingående allergen och då behövs 650 µL serum.

För mer information kring provtagning och provmängd av allergianalyser, v.g. se Analysportalen.

**Malena Cianchetta-Sivori, Medicinskt ansvarig överläkare**

Tel. 0455 – 73 45 97

[malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se](mailto:malena.cianchetta-sivori@regionblekinge.se)